

**memmert**

trust the best



Estufa universal

**UN | UF**

**Intuitivo.  
Flexible.  
Potente.**

[www.memmert.com](http://www.memmert.com)

# Estufa universal U

IDEAL PARA SECAR, CALENTAR, TEMPLAR, ENVEJECER, QUEMAR, PROBAR Y CURAR DIVERSOS COMPONENTES PARA TODAS LAS ÁREAS DE LA INDUSTRIA Y EL ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD



Calentamiento completamente seguro hasta 300 °C gracias al concepto de seguridad multinivel.



Tecnología de control inteligente que analiza y reacciona según sea necesario.



Operación intuitiva: Touch, turn & go!



También disponible como dispositivo médico de clase 1 (modelos UNm/UFm).

Tamaños de modelo: 30, 55, 75, 110, 160, 260, 450, 750, 1060

Variantes de modelos: SingleDISPLAY o TwinDISPLAY con convección natural (UN/UNm) o circulación de aire forzada (UF/UFm)

Rango de ajuste de temperatura: De +20 °C a +300 °C

## Calentamiento de todo el perímetro de la superficie para una distribución óptima de la temperatura

La calefacción de toda la superficie es única y característica de Memmert en el mercado. Los elementos calefactores protegidos de la calefacción integral de cuatro lados garantizan una excelente homogeneidad de la temperatura.

**Inteligente:** El uso de la función HeatBALANCE permite regular por separado la potencia calorífica situada en las zonas inferior y superior del área de trabajo para adaptarse a cualquier situación. Esto lo puede programar el usuario directamente el dispositivo y se hace mediante el control de sistemas de calefacción separados.

## Calidad con valor añadido para todo tipo de instalaciones

Memmert siempre ha utilizado acero inoxidable de la más alta calidad, porque es el material ideal para un horno de calentamiento. Es particularmente resistente a la corrosión, higiénico, robusto y reciclable. Allí donde se utilicen los dispositivos Memmert, la superioridad del acero inoxidable de alta calidad se evidencia por encima de lo que sería la chapa de acero pintada, que a diferencia del acero puede corroerse muy rápidamente después de un uso prolongado.

## Operación intuitiva: Touch, turn & go!

El elegante ControlCOCKPIT que es la unidad de mando con función táctil, permite un control intuitivo y sencillo de parámetros como la temperatura, la velocidad del motor de aire circulante y la posición de la trampilla de aire.

